

Cages à lapins Tecniplast - Type P - 2 niveaux - > 5 kg



Prix sur demande

La cage de type P offre une surface au sol généreuse de 5 456 cm² (5,87 ft²) et présente des dimensions hors tout (L x P x H) de 870 x 740 x 131 mm (34,25 x 29,13 x 5,16 in), avec une hauteur intérieure de 604 mm (23,76 in). Le rack de type P peut accueillir 2 cages dans une configuration 1 de largeur x 2 de hauteur. Ses dimensions hors tout sont de 937 (970^{*}) x 845 (895^{**}) x 1 718 mm, soit 36,89 (38,19^{*}) x 33,27 (35,25^{**}) x 67,64 in. La cage est fabriquée en plastique Noryl. Le corps de la cage et le bac à déchets sont autoclavables et hautement empilables. Le bac à déchets est symétrique (pas d'arrière ni d'avant). Inclus : Plateaux perforés (fond de la cage) Plateaux pleins (pour récupérer les excréments) Plateformes (plateaux de repos) Tétines d'abreuvement automatiques Mangeoire à granulés Trémie à foin ^{*} avec dispositif d'interconnexion ^{**} avec distributeur et abreuvoir