

Cages à lapins Tecniplast - Type X - 3 niveaux - < 5 kg



Prix sur demande

La cage de type X offre une surface au sol de 4 264 cm² (4,59 ft²) et présente des dimensions hors tout (L × P × H) de 713 × 716 × 115 mm (28,06 × 28,19 × 4,53 in), avec une hauteur intérieure de 476 mm (18,74 in). Le rack de type X peut accueillir 3 cages dans une configuration de 1 de largeur sur 3 de hauteur. Ses dimensions hors tout sont de 784 (817^{*}) × 820 (869^{**}) × 1 830 mm, soit 30,87 (32,17^{*}) × 32,28 (34,20^{**}) × 72,05 pouces. La cage est fabriquée en plastique Noryl. Le corps de la cage est autoclavable et hautement empilable. Le bac à déchets est également autoclavable et hautement empilable, avec une conception symétrique sans face arrière ni face avant fixes. Inclus : - Plateaux perforés (fond de la cage) - Plateaux pleins (pour récupérer les excréments) - Plateformes (plateaux de repos) - Tétines d'abreuvement automatiques - Mangeoire à granulés Option : - Trémie à foin (84 pièces disponibles) ^{*} avec dispositif d'interconnexion ^{**} avec distributeur et abreuvoir

Specificaties